

**First Aid Kit**  
**Patient Information Manual**  
**AE802-62430**



# First Aid Kit



## THE KIT CONTAINS

1. BAND AID
2. TRANS ADHESIVE
3. ELASTIC BANDAGE
4. EYE PAD
5. ALCOHOL SWAB
6. ANTISEPTIC PREP PAD
7. SCISSOR
8. TWEEZER
9. MANUAL BOOKLET
10. COTTON WOOL
11. GAUZE SWAB4"
12. GAUZE BANDAGE
13. TRIANGULAR BANDAGE

### Composition:

**Alcohol pad:** Isopropyl Alcohol 70%, non-woven fabric, water Sterile pad:Cotton

**Stretchable bandages:** Silk, cotton

**Elastic bandage:** Polyester, rubber, aluminum

**Band-aid:** Polyethylene, non-woven fabric

**Paper tape roll:** Paper, glue

**Cotton Ball:** Cotton

**Triangular Bandage:** Polypropylene

**Scissors:** Stainless steel

**Tweezers:** Polypropylene

### Instructions for use:

Open the kit and choose the item you require.

**Alcohol Pad:** Open the individual package and disinfect the required area. Discard after use. Do not reuse the pad.

**Sterile Pad:** Open the individual package and place the pad on the wound. Tighten the pad with medical adhesive bandage. Do not reuse the pad.

**Band-Aid:** Apply on clean and dry skin.

### Caution:

For external usage only. Do not swallow. Keep out of the reach of children. Do not use the kit products after the expiry date imprinted on their individual package.

### Sterile Pad:

Do not use the pad if its individual package is open or damaged.

### Stretchable Bandage:

For single use only. Do not use directly on wound.

**Elastic Bandage:** Wash by hand at a temperature up to 60C without squeezing.

### Storage:

Store in cool and dry place. Pay attention to the expiry date of kit products.

**MADE IN CHINA**

# حقيبة الإسعافات الأولية دليل معلومات المريض

AE802-62430



## حقيبة الإسعافات الأولية



### تحتوي المجموعة على

١. إسعافات أولية
٢. لاصقة جروح
٣. رباط ضاغط
٤. وسادة العين
٥. مساحة كحل
٦. مطهر التحضير PAD
٧. مقص
٨. ملقط
٩. كتيب التعليمات
١٠. الصوف القطني
١١. شاش "SWAB"
١٢. ضمادة الشاش
١٣. ضمادة الثلاثي

### تكوين :

وسادة الكحول : لايزوبروبيل الكحول 70%، قماش غير منسوج، ماء  
وسادة معقمة: قطن  
ضمادات مطاطية: حرير قطن  
ضمادة مرنة: البوليستر، المطاط، الألومنيوم  
إسعافات أولية: بولي إثيلين، قماش غير منسوج  
لفة ورقة الشريط: ورقة، الغراء  
كرة القطن: القطن  
مثلث ضمادة: مادة البولي بروبيلين  
مقص: الفولاذ المقاوم للصدأ  
ملاقط: مادة البولي بروبيلين

### تعليمات الاستخدام

افتح المجموعة واختر العنصر الذي تحتاجه  
ضمادة الكحول: افتح العبوة الفردية وقم بتطهير المساحة المطلوبة  
تخلص منها بعد الاستخدام  
لا تعيد استخدام الوسادة  
ضمادة معقمة: افتح الحزمة الفردية وضعها على الوسادة  
الجرح: تشديد وسادة مع الضمادة الطبية الاصقة  
لا تعيد استخدام الضمادة المستخدمة مسبقا  
اسعافات اولية: تطبق على بشرة نظيفة وجافة

### تحذير:

للاستخدام الخارجي فقط لا تبتلع يُحفظ بعيداً عن متناول  
الأطفال لا تستخدم منتجات المجموعة بعد انتهاء الصلاحية  
تاريخ مطبوع على الحزمة الفردية الخاصة بهم

### الوسادة المعقمة :

لا تستخدمها إذا كانت عبوتها الخارجية مفتوحة أو تالفة

### ضمادة مطاطية :

للاستخدام مرة واحدة فقط. لا تستخدم مباشرة على جرح

ضمادة مرنة: تُغسل باليد بدرجة حرارة تصل إلى 60 C

دون الضغط.

### تخزين :

تُخزن في مكان بارد وجاف. انتبه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية  
لمجموعة المنتجات

صنع في الصين